



FILLER | ONLINE

ФИЛЛЕР ОНЛАЙН

ПУ №РЗН 2021/14277 от 07.05.2021
Приказ от 07.05.2021 №4013

НАШИ КОНТАКТЫ: +7 (926) 000-81-27 | +7 (915) 172-96-67 | +7 (925) 707-88-61

Классическая линейка GANA HA ABC+V

Универсальный инструмент в работе врача-косметолога включает в себя препараты на основе высокоочищенной перекрестно-сшитой гиалуроновой кислоты различной концентрации, что позволяет охватить широкий спектр предоставляемых врачом услуг: от коррекции поверхностных морщин до объемного моделирования лица.

GANA HA ABC
представлены
в двух объемах:
1.2 и 2.5 мл

GANA HA V
представлен
в 2 флаконах
по 3 мл



GANA HA A

Самый плотный имплантат для объемного моделирования лица, глобального восполнения объемов мягких тканей, коррекции глубоких морщин и складок.

Концентрация ГК — 24 мг/мл.
Период сохранения эффекта и биодegradации: 10-18 месяцев.



GANA HA B

Имплантат средней плотности предназначен для заполнения морщин и складок средней выраженности, восполнения и коррекции объема губ, коррекции контуров лица.

Концентрация ГК — 22 мг/мл.
Период сохранения эффекта и биодegradации: 8-10 месяцев.



GANA HA C

Легкий и пластичный имплантат предназначен для коррекции наиболее деликатных зон: периорбитальная область, морщины шеи и декольте, заполнение кистей рук.

Концентрация ГК — 20 мг/мл.
Период сохранения эффекта и биодegradации: 6-8 месяцев.



GANA HA V


Имплантат средней плотности предназначен для заполнения морщин и складок средней выраженности, восполнения и коррекции объема губ, коррекции контуров лица.

Концентрация ГК — 22 мг/мл.
Период сохранения эффекта и биодegradации: 8-10 месяцев.

Физико-химическая характеристика GANA HA

Вариант исполнения	A	B	C	V
Концентрация ГК	24 мг/мл	22 мг/мл	20 мг/мл	22 мг/мл
pH	6.5-8.0	6.5-8.0	6.5-8.0	6.5-8.0
Осмолярное давление	270-300	270-300	270-300	270-300
Размер молекул	1-2 µm	200-500 µm	50-100 µm	200-500 µm
Вязкость	7.000.000 CPs	6.000.000 CPs	5.000.000 CPs	6.000.000 CPs


Глубина введения GANA HA




До/после



Коррекция носогубных складок GANA HA A



Придание естественного объема губам GANA HA B



Коррекция носослезной борозды GANA HA C

Почему GANA HA?

Качество, эффективность и безопасность медицинских изделий были подтверждены Росздравнадзором РФ.



БЕЗОПАСНОСТЬ

- Биосовместимость: гиалуроновая кислота, как одна из основных составляющих внеклеточного матрикса, является биосовместимым гипоаллергенным компонентом для организма человека.
- Абсолютная биodeградируемость: с течением времени ГК распадается и полностью выводится из организма.
- BDDE-сшивки* в качестве агента для сшивания и стабилизации является наиболее изученной и безопасной.
- Препараты производятся в соответствии с международным стандартом ISO 13485 (менеджмент качества медицинских изделий) и GMP (надлежащая производственная практика).
- Препараты прошли все необходимые клинические испытания на территории Российской Федерации и имеют Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14277.



КАЧЕСТВО

- Высокоочищенная гиалуроновая кислота неживотного происхождения.
- Перекрестно-сшитая ГК придает препаратам дополнительные предпочтения в достижении и пролонгации медико-эстетических эффектов.
- Высокая степень очистки остаточного вещества сшивающего агента BDDE.
- В производстве используются передовые технологии и дорогостоящее оборудование.



УДОБСТВО

- Базовые филлеры: оптимально подобранная концентрация гиалуроновой кислоты дает возможность работать с широким спектром запросов.
- Биоадаптируемость: прекрасная биоинтеграция в тканях, удобство при введении и распределении.
- Прогнозируемость коррекции и отсутствие большого отека непосредственно после инъекции.
- Качественно исполненный шприц Luer-Lock.
- Возможно сочетанное применение с другими препаратами из линейки GANA.



ПРИЗНАНИЕ

- Производится с 2015 года.
- Линейка GANA HA имеет международное признание: отвечает эстетическим и медицинским потребностям профессионалов и пациентов во всем мире.
- К 2021 году препараты GANA официально представлены в более чем в 20 странах и продолжают завоевывать доверие врачей по всему миру.

*BDDE-сшивка зарегистрирована FDA в качестве безопасного химического агента для сшивания.



Мы работаем для профессионалов, профессионалы работают для Вас



Мы работаем для профессионалов, профессионалы работают для Вас

Характеристика препаратов линейки GANA HA



Мы работаем для профессионалов, профессионалы работают для Вас

Вариант исполнения	A	B	C	V
Основной компонент	ГК	ГК	ГК	ГК
Концентрация ГК	24 мг/мл	22 мг/мл	20 мг/мл	22 мг/мл
Особенность препарата	Препарат высокой плотности	Препарат средней плотности	Лёгкий и пластичный препарат	Препарат средней плотности
Сшивающий агент	BDDE	BDDE	BDDE	BDDE
Продолжительность действия	10-18 месяцев	8-10 месяцев	6-8 месяцев	8-10 месяцев
Объем	1.2 мл и 2.5 мл	1.2 мл и 2.5 мл	1.2 мл и 2.5 мл	3 мл
Упаковка	1 шприц x 2 иглы	1 шприц x 2 иглы	1 шприц x 2 иглы	2 флакона
Размер иглы	25G	27G	30G	-
Срок годности	2 года с даты производства	2 года с даты производства	2 года с даты производства	2 года с даты производства

Вариант исполнения	A	B-V	C
Показания	Коррекция глубоко выраженных складок и морщин Глобальное восполнение объемов тканей Объемное моделирование лица Интимная контурная пластика	Коррекция средне выраженных складок и морщин Восполнение объемов тканей Коррекция контуров Интимная контурная пластика	Коррекция поверхностных и средне выраженных морщин Выравнивание рельефа кожи Коррекция контуров Интимная контурная пластика
Глубина введения	Глубокий слой дермы	Средний и глубокий слой дермы	Поверхностный и средний слой дермы
Область введения	Глубокие морщины в области лба Глубокие межбровные морщины Инъекционная ринопластика Биоармирование лица Глубокие носогубные складки Комиссуры губ Губоподбородочные складки Губоподбородочные морщины Подбородочные морщины Формирование скул и подбородка	Выраженные морщины в области лба Выраженные межбровные морщины Биоармирование овала лица Выраженные носогубные складки Губоподбородочные складки Выраженные кисетные морщины Коррекция контура и объема губ Комиссуры губ Губоподбородочные морщины Заполнение морщин и восполнение объема подбородка Инъекционная ринопластика Восполнение дефицита объема среднещечной борозды	Мелкие морщины в области лба Межбровные морщины «Гусиные лапки» Тонкие носогубные складки Мелкие кисетные морщины Комиссуры губ Коррекция контура и объема губ Мелкие губоподбородочные складки Восполнение объема кистей рук Заполнение морщин шеи Биоармирование декольте Коррекция морщин подбородка

Мы работаем по всем регионам РФ и создаем комфортные условия для взаимовыгодного сотрудничества. Ведущие специалисты компании KOREAFILLERPRO проводят обучающие семинары и практические занятия. По итогу выдается Сертификат о прохождении курса по применению препаратов для контурной пластики компании GANA.

НАШИ КОНТАКТЫ:

+7 (926) 000-81-27
+7 (915) 172-96-67
+7 (925) 707-88-61